



Protheses




Ortheses



Braces



Steunzolen



Korsetten



Sport

Gebruik & onderhoud



Even wennen

Zojuist heeft u een brace door ons aangemeten gekregen. Hierdoor bent u mobieler en tegelijkertijd denkt u: *wil ik dit wel?*. Normale gevoelens bij iets wat van nature niet in ons systeem zit. U zult merken dat bij een rustige opbouw dit gevoel gaat veranderen.

Daarom geven we u wat tips mee.

- ✓ Bouw het dragen van de brace in één á twee weken op, beginnend met twee uurtjes per dag.
- ✓ Draag de brace op momenten dat uw gewricht of banden extra belast worden.
- ✓ Neem genoeg rustmomenten, zéker de eerste week.
- ✓ Zo merkt u dat bij deze opbouw u de brace steeds langer kan en wil dragen.



Draagcomfort

In sommige gevallen kunt u onder de brace een katoenen kousje dragen. Dit is bijvoorbeeld bij warme dagen aan te raden.



Wassen

Stoffen/elastische braces kunnen handwarm gewassen worden met een fijnwasmiddel. Droog deze brace niet in de droger of op een warmtebron. Scharnierende braces kunt u afnemen met de vochtige doek. Verwijder zand en stof direct, scharnieren zijn kwetsbaar.



Check

Laat de brace op zijn minst één maal per jaar controleren op speling en pasvorm.



Garantietermijn

Voor garantietermijnen verwijzen we u naar onze website. Daar vindt u onder de leveringsvoorwaarden in artikel 8 het hoofdstukje garantie.