



Protheses



Ortheses



Braces



Steunzolen



Korsetten



Sport

Gebruik & onderhoud



### Even wennen

Zojuist heeft u een korset aangemeten gekregen. U kunt het beste het dragen van het korset per dag opbouwen. En er zéker twee weken voor nemen, voordat u het korset de hele dag draagt. De eerste dag twee/drie uurtjes, daarna telkens één uurtje langer. Neem voldoende tijd om het korset goed aan te trekken, dit is cruciaal voor het draagcomfort.



### Draagcomfort

Het is prettig en hygiënisch om onder uw korset een goed aansluitend katoenen hemdje te dragen. Bij warm weer kunt u dan ook meerdere malen per dag een schoon hemdje gebruiken.



### Wassen

Korset met **losse baleinen** (deze haalt u uit het korset) kunt u op onderstaande wijze behandelen. Niet in de droger, centrifugeren of op een warmtebron drogen.

Korset met **vast frame**. Handwas, handwarm met fijnwasmiddel. Niet in de droger, centrifugeren of op warmtebron drogen.

- ✓ Zorg ervoor dat een korset niet in contact komt met crèmes, zalfjes en oliën.
- ✓ Indien u langskomt voor aanpassingen of reparatie aan het korset, deze graag gewassen aanbieden.



### Garantietermijn

Voor garantietermijnen verwijzen we u naar onze website. Daar vindt u onder de leveringsvoorwaarden in artikel 8 het hoofdstukje garantie.