



Protheses



Ortheses



Braces



Steunzolen



Korsetten



Sport

Gebruik & onderhoud



Even wennen

Zojuist heeft u een korset aangemeten gekregen. U kunt het beste het dragen van het korset per dag opbouwen. En er zéker twee weken voor nemen, voordat u het korset de hele dag draagt. De eerste dag twee/drie uurtjes, daarna telkens één uurtje langer. Neem voldoende tijd om het korset goed aan te trekken, dit is cruciaal voor het draagcomfort.



Draagcomfort

Het is prettig en hygiënisch om onder uw korset een goed aansluitend katoenen hemdje te dragen. Bij warm weer kunt u dan ook meerdere malen per dag een schoon hemdje gebruiken.



Wassen

Korset met **losse baleinen** (deze haalt u uit het korset) kunt u op onderstaande wijze behandelen. Niet in de droger, centrifugeren of op een warmtebron drogen.

Korset met **vast frame**. Handwas, handwarm met fijnwasmiddel. Niet in de droger, centrifugeren of op warmtebron drogen.

- ✔ Zorg ervoor dat een korset niet in contact komt met crèmes, zalfjes en oliën.
- ✔ Indien u langskomt voor aanpassingen of reparatie aan het korset, deze graag gewassen aanbieden.



Garantietermijn

Voor garantietermijnen verwijzen we u naar onze website. Daar vindt u onder de leveringsvoorwaarden in artikel 8 het hoofdstukje garantie.

Neem contact met ons op voor een vraag of advies.

Bel ons: ☎ 035 - 588 5220 of mail naar ✉ info@verhage-orthopedie.nl

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen

🕒 8.30 uur en 17.00 uur.